

PRODUTO POTENZA BIANCO PRO SS 38% H2O2 ON

DESCRIPCIÓN	Agente blanqueador de uso profesional para aplicación de oficina, a base de peróxido de hidrógeno al 38%.
INTENCIÓN DE USO	Indicado para el blanqueamiento dental en el consultorio. Se puede utilizar en dientes vitales y no vitales (solo externamente) que presenten cambios de color. El producto también está indicado como coadyuvante en el tratamiento de casos leves de tinción por fluorosis o el uso de tetraciclina y sus derivados.
COMPOSICIÓN	Peróxido de hidrógeno al 38%, espesantes, neutralizantes, colorantes, glicoles y agua desionizada.
CONDICIÓN BIOLÓGICA	No estéril.
MODO DE USO	<ol style="list-style-type: none">1) Seleccione y registre el color de los dientes del paciente utilizando una tabla de colores. Se sugiere registro fotográfico;2) Aplicar la base hidratante Potenza Idrata en los labios del paciente (especialmente en las comisuras) para hidratar, proteger y aportar un mayor confort. Luego, coloque un retractor de labios para facilitar el acceso a los dientes;3) Realice el protocolo de desensibilización previa al blanqueo:<ol style="list-style-type: none">3.1) Aplicar el agente desensibilizante Potenza Esente al 2% sobre la superficie bucal de los dientes a blanquear, dejándolo durante 10 minutos. Durante este período, realice movimientos de fricción con la ayuda de un micro aplicador desechable. Luego, lavar con chorros de agua / aire (siempre con la ayuda de una ventosa para evitar tragar) y secar los dientes. Si los dientes tienen dentina expuesta, aplicar Potenza Esente GLU-HEMA con la ayuda de un cepillo desechable sobre la raíz expuesta y dejar actuar el producto durante 45 segundos, cuidando de evitar el contacto del producto con el margen gingival. Luego lava y seca las superficies.4) Seque bien el tejido gingival y aplique la barrera gingival Potenza Blocco en la encía marginal de todos los dientes a blanquear. La capa debe tener aproximadamente 1 mm de espesor y 5 mm de ancho, cubriendo completamente las papilas gingivales. También cubra alrededor de 0,5 mm de la zona cervical del diente (esmalte). Luego fotopolimerice la barrera gingival durante 20 a 30 segundos para cada grupo de 3 dientes.

PRODUTO**POTENZA BIANCO PRO SS 38% H2O2 ON**

Finalmente, asegúrese de que la barrera se vuelva rígida y esté firmemente adherida a la encía antes de continuar.

IMPORTANTE: Con un espejo clínico, mire de incisal a cervical en busca de tejido gingival descubierto. Corrija si es necesario.

5) Retire la tapa protectora de la jeringa que contiene el peróxido de hidrógeno y la jeringa que contiene el espesante. Conecte una jeringa a la otra atornillándola hasta que vea el bloqueo final de las jeringas. Empuje los émbolos de la jeringa alternativamente de 14 a 20 veces (de 7 a 10 golpes en cada dirección), lenta y continuamente. Luego, devuelva el contenido mezclado a la jeringa que inicialmente contenía el peróxido de hidrógeno (extremo interior roscado), desconecte con cuidado las jeringas y coloque la punta del aplicador en la jeringa que ahora contiene el gel ya mezclado.

6) Aplique el gel en la superficie del diente con movimientos de barrido. Cubrir completamente la superficie bucal de los dientes a blanquear, incluidos los interproximales. Extienda ligeramente hasta las superficies incisales / oclusales. La capa de gel debe ser de aprox. 1 mm de espesor.

7) Dejar actuar el producto durante 25 a 30 minutos consecutivos, eliminando cualquier formación de burbujas con la ayuda de una sonda exploradora. POTENZA BIANCO PRO SS 38% no es necesario cambiar durante la sesión. No es necesaria la aplicación de ninguna fuente de luz auxiliar.

8) Transcurrido el tiempo recomendado, retire el gel de los dientes con una cánula de aspiración (p. Ej., Cánula endodóntica o quirúrgica) y límpielos con una gasa. Lave minuciosamente y aspire el contenido.

9) Retirar la barrera gingival desprendiéndola hacia delante con la ayuda de una sonda exploradora. Lavar nuevamente la superficie del diente con chorros de aire / agua, utilizando siempre la ventosa al mismo tiempo (orientar al paciente para que no ingiera el agua con el residuo del gel blanqueador).

10) Para finalizar la sesión, pulir los dientes con discos de fieltro asociados a la pasta Potenza Specchi PRO (pasta de pulido de diamante). El resultado del blanqueamiento de la sesión se visualizará mejor después de 1 semana. Por lo general, se necesitan de 2 a 3 sesiones (espaciadas a lo largo de 1 semana cada una) para un tratamiento completo, pero esto se puede

PRODUTO POTENZA BIANCO PRO SS 38% H2O2 ON

relajar según cada paciente.

**PRESENTACIONES
A REGISTRAR**

667 - 6 jeringas Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON espesante (que contiene 0,4 g) + 6 jeringas Potenza Bianco PRO PRO SS 38% H2O2 ON peróxido de hidrógeno (que contiene 1,3 g) + 1 botella Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON de neutralizador de peróxido (Contiene 10 g) + 1 jeringa de barrera gingival (contiene 2,5 g) + 8 puntas de aplicación.

668 - 1 Jeringa de Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON Espesante (que contiene 0.4g) + 1 Jeringa de Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON Peróxido de hidrógeno (que contiene 1.3g) + 1 Frasco de Potenza Bianco PRO SS 38% H2O2 ON Peróxido Neutralizador + 1 jeringa de barrera gingival (contiene 1 g) + 2 puntas de aplicación.