

bioDent[®]

Dos capas cromáticas

Dientes de resina acrílica con fluorescencia y Cross Link

Two chromatic layers

Cross linked fluorescent acrylic teeth

carta de moldes
mould chart

newstetic

Dientes de resina acrílica con fluorescencia y Cross Link


anteriores superiores

Upper anteriors



anteriores inferiores

lower anteriors



3M
1N
2N
2P
4P
267
3R
4N

2 layers
[capas]



2D
3D
3N
1H
136
137

	3M A 9.0 B 7.0 C 38.5
	1N A 9.8 B 8.3 C 44.5
	2N A 10.3 B 7.5 C 42.0
	2P A 11.3 B 8.5 C 47.0
	4P A 11.5 B 8.4 C 45.3
	267 A 12.4 B 9.5 C 51.0
	3R A 12.7 B 9.2 C 51.0
	4N A 9.4 B 8.0 C 42.2

	3M A 8.2 B 5.0 C 31.5
	1N A 9.3 B 5.0 C 34.0
	2N A 9.0 B 5.0 C 33.0
	2P A 9.8 B 5.5 C 36.0
	4P A 11.5 B 5.5 C 38.0
	267 A 11.5 B 5.5 C 38.0
	3R A 11.5 B 5.7 C 39.2
	4N A 9.6 B 5.2 C 34.4

	2D A 9.5 B 7.8 C 42.0
	3D A 9.3 B 8.0 C 44.0

	2D A 9.2 B 5.0 C 32.0
	3D A 8.8 B 5.0 C 34.0

Cross linked fluorescent acrylic resin teeth Two chromatic layers

Dos capas cromáticas

carta de moldes
mould chart



3N
1H
136
137



3N
A 10.0
B 8.0
C 45.0

1H
A 12.0
B 8.5
C 48.0

136
A 10.2
B 9.0
C 48.4

137
A 10.0
B 9.2
C 49.8



3N
A 9.5
B 5.0
C 34.0

1H
A 10.8
B 5.8
C 38.5

136
A 9.3
B 5.5
C 37.5

137
A 10.8
B 5.8
C 38.5



A25
3P
4H
264
A26



A25
A 9.5
B 8.5
C 46.0

3P
A 10.5
B 8.5
C 48.0

4H
A 9.4
B 8.2
C 44.3

264
A 10.8
B 8.0
C 45.0

A26
A 9.8
B 9.0
C 47.0



A25
A 9.5
B 5.5
C 34.0

3P
A 10.0
B 6.0
C 38.0

4H
A 9.3
B 5.5
C 37.5

264
A 10.0
B 6.0
C 38.0


A26
A 8.5
B 5.5
C 35.3

Síguenos / Follow us:





**posteriores
superiores e inferiores**
upper-lower posteriors



31Z

0°

A 29.5
C 7.2
B 31.0
D 8.4



33M

20°

A 32.0
C 8.6
B 35.5
D 8.7



29M

20°

A 29.0
C 7.2
B 32.0
D 7.8



33L

20°

A 33.5
C 9.3
B 36.5
D 9.3



29L

20°

A 29.0
C 8.2
B 32.5
D 8.2



233L

20°

A 32.0
C 10.1
B 32.2
D 9.8



31M

20°

A 31.0
C 7.9
B 32.5
D 8.5



PBS

20°

A 28.7
C 8.1
B 31.4
D 8.2



31L

20°

A 30.9
C 8.7
B 34.5
D 8.7





PF

20°


A 31.2
C 8.9
B 36.1
D 9.4



Dientes de Resina Acrílica
Acrylic Resin Teeth



30L
33°
 A 28.7
 C 8.5
 B 31.1
 D 8.2



30M
33°
 A 29.0
 C 7.7
 B 31.5
 D 7.7



32L
33°
 A 29.4
 C 9.3
 B 32.7
 D 9.5



32M
33°
 A 31.0
 C 7.6
 B 33.5
 D 8.2



34L
33°
 A 32.6
 C 9.8
 B 32.5
 D 10.0



34M
33°
 A 32.5
 C 8.8
 B 34.5
 D 9.3



2 capas cromáticas

2 chromatic layers

Escanea estos códigos para:/
 scan these codes to:



Articulación [articulation]

anteriores [anterior]

posteriores [posterior]


anteriores [anterior]

posteriores [posterior]

	0°	20°	33°
3M		29M	30M-30L
2D	31Z	233L-31M	32M-32L
3D		31M	32M-32L
A25		31L-PBS	
A26			30M
1N		31L-PBS	
2N		233L-31M	32L
3N	31Z	29L	32L
4N			32M-32L
2P		31L	32L

	0°	20°	33°
3P	31Z		32L
4P		31M	32L
1H		233L-33L-33M	34M-34L
4H		233L-31M	
136	31Z	233L-31M	
137		233L-PF	34M
264	31Z		32L
267		33L-33M	34M-34L
3R		33L	34M-34L

Ejemplos [examples]



Molde 3M Anteriores superiores
upper anteriors

A Largo del central sin cuello (mm)
Length of central without collar

A 9.0

B Ancho del central (mm)
Width of central

B 7.0

C Ancho de 6 anteriores en línea recta (mm)
Width of 6 anteriors on a straight line

C 38.5




Molde 3M Anteriores inferiores
lower anteriors

A 8.2

B 5.0

C 31.5




Molde [mould] 30M Posteriores superiores
upper posteriors

A-B Promedio del ancho de un juego 1x4
The average width of a 1x4 set

A 29.0

C-D Promedio del ancho del primer molar superior o inferior izquierdo
The average depth of the upper first molar or lower left molar

C 7.7



Molde [mould] 30M Posteriores inferiores
lower posteriors

B 31.5

D 7.7

Colores [shades]

59 • 62 • 65 • 66 • 67 • 69 • 77 • 81

Colores Vita®* [Vita®* shades]

A0 • A1 • A2 • A3 • A3.5 • A4 • B2 • B3 • B4 • C1 • C2 • C3 • D3

*Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik GmbH
[*Vita® is a trademark of Vita Zahnfabrik GmbH]

Angulación de Posteriores [posteriors angulation]



bioDent®
newstetic

ISO
22112



SC 358-1
SC 358-2



DM 017-1
DM 017-2



Cr. 53 No.50-09 Guarne, Antioquia, Colombia
PBX: (+57-60-4) 403 87 60 - 550 00 00
FAX: (+57-60-4) 551 31 34
infocolombia@newstetic.com
www.newstetic.com

Síguenos / Follow us:



Cód.: 10846-04