


**Cross Linked Multi Layered  
Acrylic Teeth**  
Dientes multicapa de resina acrílica  
con Cross Link

**Super-C<sup>®</sup>**



# Cross Linked Multi Layered Acrylic Teeth

## Super-C®

A B C

10.8 8.4 45.4

9.3 5.1 34.4

**57**

10.3 8.5 45.3

9.7 5.6 38.0

**77**

10.5 8.6 46.1

8.6 5.6 36.2

**88**

A B C

9.5 8.5 46.3

8.6 5.6 35.9

**85**

A 30.4  
B 33.4  
C 8.5  
D 7.35

**13**

A 29.2  
B 31.0  
C 8.8  
D 8.3

**41**

A 29.5  
B 31.3  
C 8.1  
D 7.1

**11**

A 30.2  
B 32.0  
C 9.0  
D 7.7

**12**

A 32.0  
B 34.0  
C 9.1  
D 8.6

**44**


A 34.5  
B 35.9  
C 9.4  
D 8.4

**45**

posteriors **Super-C®**  
posteriores

# anteriors Super-C®

anteriores



A B C

9.1 7.8 41.3

8.0 5.1 33.1

**13**



9.6 8.0 41.7

8.2 5.2 33.0

**25**



9.7 8.0 43.1

8.6 5.5 35.5

**35**



A B C

9.9 7.9 42.9

8.4 5.4 35.3

**36**



9.7 8.2 43.9

8.6 5.5 35.5

**56**



A B C

10.0 8.3 45.5

9.0 5.7 36.1

**78**



11.3 8.9 47.5

11.7 5.6 37.4

**98**



12.5 9.7 51.4

10.6 6.1 41.4

**99**



A B C

10.0 8.0 42.9

8.6 5.4 35.4

**66**



10.2 8.1 44.8


9.3 5.7 35.9

**76**




**Mould 13** molde 13

- A 9.1 — Length of central without collar (mm)  
largo del central sin cuello
- B 7.8 — Width of central (mm)  
ancho del central
- C 41.3 — Width of 6 anteriors on flat plane (mm)  
ancho de 6 anteriores en curva




**Mould 13** molde 13

- A 8.0 — Length of central without collar (mm)  
largo del central sin cuello
- B 5.1 — Width of central (mm)  
ancho del central
- C 33.1 — Width of 6 anteriors on flat plane (mm)  
ancho de 6 anteriores en curva




**Mould 11** molde 11

- A 29.5 — The average width of a 1x4 set of upper posteriors  
promedio del ancho de un juego 1x4 en posteriores superiores
- C 8.1 — The average depth of the upper left first molar  
promedio del ancho del primer molar superior izquierdo



**Mould 11** molde 11

- B 31.3 — The average width of a 1x4 set of lower posteriors  
promedio del ancho de un juego 1x4 en posteriores inferiores
- D 7.1 — The average depth of the lower left first molar  
promedio del ancho del primer molar inferior izquierdo



**articulation**  
articulación

anteriors anteriores	posteriors posteriores
13	41 12
25	41 11
35	41 44
98	45
99	45
36	41 11
56	12
66	12
76	41 11
77	44 13
88	44 13
78	41
85	44 13
57	44 13

**shades**  
colores

A1	B1	C2	D3
A2	B2		
A3	B3		
A3.5			
A4			

ISO 22112



SC 358-1  
SC 358-2



DM 017-1  
DM 017-2



Síguenos / Follow us:



PBX: (+ +57-4) 403 87 60 - 550 00 00 - FAX: (+ +57-4) 551 31 34  
Medellin - Colombia - Sur América  
infocolombia@newstetic.com - www.newstetic.com

Cód.: 10865-03

