

Newcryl[®]



DIENTES DE RESINA ACRÍLICA
ACRYLIC RESIN TEETH
DENTES DE RESINA ACRÍLICA


FLUORESCENCIA NATURAL
NATURAL FLUORESCENCE
FLUORESCÊNCIA NATURAL

Carta de moldes
Mould chart
Carta molde



ANTERIORES SUPERIORES
UPPER ANTERIORS
ANTERIOR SUPERIOR

Ancho de los 6 anteriores en línea.
Width of 6 anteriors on a straight line
Largura dos 6 anteriores em linha



Ancho del central.
Width of central
Largura do central



Largo del central sin cuello.
Length of central without collar
Comprimento do central sem colo

A25

- 45,60
- 8,50
- 9,50

264

- 44,60
- 8,10
- 10,60

A26

- 47,10
- 8,90
- 9,70

266


- 50,00
- 9,10
- 12,00

2D

- 43,00
- 7,60
- 9,50

ANTERIORES INFERIORES
LOWER ANTERIORS
ANTERIOR INFERIOR

Ancho de los 6 anteriores en línea.
Width of 6 anteriors on a straight line
Largura dos 6 anteriores em linha



Ancho del central.
Width of central
Largura do central



Largo del central sin cuello.
Length of central without collar
Comprimento do central sem colo

3D

- 42,70
- 8,00
- 9,20

2D

- 31,70
- 5,00
- 9,30

2N

- 42,50
- 7,60
- 10,20

3N

- 44,60
- 8,00
- 10,00

3D

- 32,80
- 4,90
- 8,60

3M

- 39,50
- 7,10
- 9,00

2E

- 35,10
- 5,40
- 9,50

3P

- 48,60
- 8,70
- 10,70

2N

- 32,60
- 5,00
- 9,00

263

- 41,80
- 7,60
- 10,10

3N

- 33,90
- 5,00
- 9,50

Newcryl[®]


DIENTES DE RESINA ACRÍLICA
ACRYLIC RESIN TEETH
DENTES DE RESINA ACRÍLICA

POSTERIORES SUPERIORES

UPPER POSTERIOR

POSTERIOR SUPERIOR

Ancho de los 4 posteriores en línea.
Width of 4 posteriors on a straight line
Largura dos 4 posterior em linha



Ancho del primer molar.
Width of the first molar
Largura do primer molar




POSTERIORES INFERIORES

LOWER POSTERIOR

POSTERIOR INFERIOR

Ancho de los 4 posteriores en línea.
Width of 4 posteriors on a straight line
Largura dos 4 posterior em linha



Ancho del primer molar.
Width of the first molar
Largura do primer molar



Fluorescencia Natural
Natural Fluorescence
Fluorescência Natural

Cross-linked



3M
● 31.40
● 4.80
● 8.20



3P
● 38.00
● 6.00
● 10.00



26
● 37.50
● 5.50
● 11.50



46
● 36.20
● 5.50
● 8.70



30L
● 29.80
● 8.10
● 31.60
● 8.60



30M
● 29.10
● 7.70
● 31.80
● 8.70



32L
● 31.80
● 7.80
● 33.80
● 8.20



32M
● 31.40
● 7.70
● 33.50
● 8.30



34L
● 33.50
● 8.50
● 35.60
● 8.80

Articulación/Articulation/articulação





Anteriores superiores Upper anteriors Anterior superior	Anteriores inferiores Lower anteriors Anterior inferior	Posteriores superiores e inferiores - 33° Upper - lower posteriors - 33° Posterior superior e inferior - 33°
A26	46	32M
A25	2E	30M - 32M
2N	2N	30L
264	2E	32M - 32L
3D	3D	30M - 32M
263	2N	30M - 30L
3P	3P	32M - 32L
3N	3N	30M - 30L
266	26	34L
2D	2D	30M - 30L
3M	3M	30M

Colores Vita®*/Vita®* Shades/Cores Vita®*

A0-A1-A2-A3-A3.5-A4-B2-B3-B4-C1-C2-C3-D3

* Vita es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Ejemplos/Examples/Exemplo - (mm)

<p>Molde 2N Mould 2N</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ancho de los 6 anteriores en línea. Width of 6 anteriors on a straight line Largura dos 6 anteriores em linha 42.50 ● Ancho del central. Width of central 7.60 Largura do central ● Largo del central sin cuello. Length of central without collar 10.20 Comprimento do central sem colo 	<p>Anteriores superiores Upper anteriors Anterior superior</p> 	<p>Anteriores inferiores Lower anteriors Anterior inferior</p> 
<p>Molde 30M Mould 30M</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ancho de los 4 posteriores superiores o inferiores en línea. Width of 4 upper or lower posteriors on a straight line Largura dos 4 posterior superior o inferior em linha 29.10 ● Ancho del primer molar superior o inferior izquierdo. Width of the upper first molar or lower left molar Largura do primer molar superior ou inferior esquerda 7.70 	<p>Posteriores superiores Upper posteriors Posterior superior</p> 	<p>Posteriores inferiores Lower posteriors Posterior inferior</p> 

ISO 22112



SC 358-1
SC 358-2



DM 017-1
DM 017-2



Fabricado por/Manufactured by:



Cr. 53 No.50-09 Guame, Antioquia, Colombia
PBX: (+57-604) 550 00 00 - 403 87 60

Síguenos / Follow us:



Distribuido por:

Cód.: 04396-05