

Carta de Moldes
Mould Chart

- *Dos capas cromáticas*
- *Dientes de resina acrílica con cross link*
- *Two chromatic layers*
- *Cross Linked acrylic resin teeth*



SPLENDID®

Dientes de Resina Acrílica - Acrylic Resin Teeth

Escanea estos códigos para/scan this codes to::



Facebook



Carta de moldes/mould chart



- *Dos capas cromáticas*
- *Dientes de resina acrílica con cross link*

- *Two chromatic layers*
- *Cross Linked Acrylic Resin Teeth*



3M-1N-2N-4N-2P-4P-222-267



A 9.00
B 7.00
C 38.50

3M

A 8.20
B 5.00
C 31.50



A 10.30
B 7.50
C 42.00

2N

A 9.00
B 5.00
C 33.00



A 9.80
B 8.30
C 44.50

1N

A 9.30
B 5.00
C 34.00



A 9.40
B 8.00
C 42.20


4N

A 9.60
B 5.20
C 34.40



A23-A24-A25-A26-3P-264




 A 8.20
B 7.30
C 39.00

A23

A 8.80
B 5.00
C 34.00



 A 9.50
B 8.00
C 43.50

A24

A 8.80
B 5.00
C 34.00



A 9.50
B 8.50
C 46.00

A25

A 9.50
B 5.50
C 34.00



1H-4H-2D-3D-3N-136-137



A 12.00
B 8.50
C 48.00

1H

A 10.80
B 5.80
C 38.50



A 10.30
B 8.80
C 48.00

4H

A 9.30
B 5.50
C 37.50







A 9.50
B 7.80
C 42.00

2D

A 9.20
B 5.00
C 32.00

Anteriores superiores-inferiores
Upper-lower anteriors

0.5 1



A 11.30
B 8.50
C 47.00

2P

A 9.80
B 5.50
C 36.00



A 7.60
B 6.80
C 35.60

222

A 8.20
B 5.00
C 31.50



A 11.50
B 8.40
C 45.30

4P

A 11.50
B 5.50
C 38.00



A 12.40
B 9.50
C 51.00

267

A 11.50
B 5.50
C 38.00



A 9.80
B 9.00
C 47.00

A26

A 8.50
B 5.50
C 35.30



A 10.80
B 8.00
C 45.00

264

A 10.00
B 6.00
C 38.00



A 10.50
B 8.50
C 48.00

3P

A 10.00
B 6.00
C 38.00



A 9.30
B 8.00
C 44.00

3D

A 8.80
B 5.00
C 34.00



A 10.20
B 9.00
C 48.40

136

A 9.30
B 5.50
C 37.50



A 10.00
B 8.00
C 45.00

3N

A 9.50
B 5.00
C 34.00



A 10.50
B 9.20
C 49.80

137

A 10.80
B 5.80
C 38.50


$E^s = \text{Parametric}$
 $X = \sin(st) \cos(t); Y = \dots$

-0.5

-1

SPLENDID®

Dientes de Resina Acrílica - Acrylic Resin Teeth



1/2 Sen (5L) sen (4L)

0° 29Z-31Z



X 27.30
U 6.50
29Z
Y 28.80
L 7.00



X 29.50
U 7.20
31Z
Y 31.00
L 8.40

10° 32F-33F



X 31.00
U 8.50
32F
Y 32.50
L 9.00



X 32.00
U 9.10
33F
Y 34.50
L 9.40

20° 29S-29M-29L-31S-31M-31L-33M-33L-PBS-PDS-PF



X 29.00
U 7.50
29S
Y 31.50
L 8.20



X 29.00
U 7.20
29M
Y 32.00
L 7.80



X 29.00
U 8.20
29L
Y 32.50
L 8.20




X 30.00
U 8.20
31S
Y 34.50
L 8.20




X 31.00
U 7.90
31M
Y 32.50
L 8.50



X 30.90
U 8.70
31L
Y 34.50
L 8.70



Posteriores superiores-inferiores
Upper-lower posteriors



20°



X 32.00
U 8.60
33M
Y 35.50
L 8.70



X 28.70
U 8.10
PBS
Y 31.40
L 8.20



X 31.20
U 8.90
PF
Y 36.10
L 9.40



X 33.50
U 9.30
33L
Y 36.50
L 9.30



X 30.20
U 8.30
PDS
Y 32.60
L 8.50

33° 30M-30L-32M-32L-34M-34L-230L



X 29.00
U 7.70
30M
Y 31.50
L 7.70



X 31.00
U 7.60
32M
Y 33.50
L 8.20



X 32.50
U 8.80
34M
Y 34.50
L 9.30



X 29.50
U 9.00
230L
Y 29.80
L 8.80



X 29.00
U 8.00
30L
Y 31.00
L 8.40



X 30.00
U 8.40
32L
Y 33.00
L 8.70




X 33.00
U 8.90
34L
Y 35.50
L 9.20

✱ Los siguientes moldes no están disponibles en el mercado Colombiano:

Anteriores: A24, A23 y 222

Posteriores: 29Z, 32F, 33F, 29S, 31S, PDS y 230L



Molde 2N Mould 2N

Largo del central sin cuello (mm)
Length of central without collar (mm)

Ancho del central (mm)
Width of central (mm)

Ancho de 6 anteriores en línea recta (mm)
Width of 6 anteriors on a straight line (mm)

Anteriores superiores
Upper anteriors

Anteriores inferiores
Lower anteriors

A
10.30


A
9.00

B
7.50

B
5.00

C
42.00

C
33.00



Molde 29S Mould 29S

Ancho de un juego 1x4. En posteriores superiores=X y posteriores inferiores=Y
Width of a 1x4 set of upper posteriors=X the lower posteriors=Y.

Ancho del primer molar superior izquierdo=U y del primer molar inferior izquierdo=L
Depth of the upper left first molar=U the lower left first molar=L

Posteriores superiores
Upper posteriors


Posteriores inferiores
Lower posteriors

X
29.00

Y
31.50

U
7.50

L
8.20



Angulación de posteriores
Posterior angulation

Articulación - Articulation				
Anteriores Anteriors	Posteriores Posteriors			
	0°	10°	20°	33°
3M	29Z		29S-29M	30L-30M
222			29S-29M	
1N			31S-31L-PBS	
2N		32F	233L-31M	32L
4N			31S	32M-32L
2P			31L-PDS	32L
4P			31S-31M	32L
267			33L-33M	34M-34L

A23 (223)	31Z	32F	29M	30M
A24			29M	30M
A25	29Z		31L-PBS	230L
A26		32F	31S-PDS	
3P	31Z		PDS	32L
264	31Z		PDS	32L

2D	31Z		233L-31M	32M-32L
3D			31S-31M	32M-32L
3N	31Z		29L	230L-32L
1H			233L-33L-33M	34M-34L
4H		33F	31S-33M	32M
136	31Z		233L-31M	230L
137		33F	31S-33M-PF	34M



Español

La diversidad en los moldes y colores de los dientes acrílicos **SPLENDID** fabricados en dos capas, aseguran la solución de la mayor variedad de casos protésicos.

CARACTERÍSTICAS

- 2 Capas cromáticas.
- Angulaciones de 0°, 10°, 20° y 33°
- Reticulación reducida en la base del diente, para una unión segura con el material de prótesis.

REFERENCIAS

- 21 Formas de anteriores.
 - 22 Formas de posteriores.
 - Disponibles en 8 colores.
 - Más 12 colores tipo Vita®*
- *Vita® es una marca de Vita Zahnfabrik GmbH.

English

The variety of moulds and shades of **SPLENDID** acrylic teeth manufactured in two layers provides the solution for most prosthetic cases.

CHARACTERISTICS

- 2 Chromatic layers.
- Posteriors of 0°, 10°, 20° and 33°.
- Reduced reticulation at the tooth base for a secure union with the prosthetic material.

REFERENCES

- 21 Anterior molds.
 - 22 Posterior molds.
 - Available in 8 shades.
 - Plus 12 different Vita®* shades.
- *Vita® is a trademark of Vita Zahnfabrik GmbH.



ISO
22112



Cr. 53 No.50-09 Guarne, Antioquia, Colombia
PBX: (+57-4) 550 00 00 - 403 87 60
FAX: (+57-4) 551 31 34
infocolombia@newstetic.com - www.newstetic.com

SC 358-1
SC 358-2

DM 017-1
DM 017-2

Cód.: 10847-03

